

## &lt; 使用前 &gt;

非常感謝您購買護腰服「rakunie(樂酷護衣)」產品。  
使用本產品前，請仔細閱讀本使用說明書，並正確使用本產品。  
閱讀完畢後請妥善保管本使用說明書，防止遺失；如您對使用方法有任何不解之處，請再次閱讀本使用說明書。

## &lt; 本產品的用途和特徵 &gt;

- 本產品是減輕彎腰姿勢時腰部負擔的護腰服。
- 本產品在彎腰時，從肩部到膝蓋所使用的彈性布料會隨之伸展，發揮張力。
- 本產品的設計使彈性布料平時處於鬆弛狀態，因此不緊繃且便於活動。
- 本產品並非用於治療腰痛及其他疾病。
- 本產品不具備防靜電功能。
- 輔助力因人而異。
- 本產品不會讓使用者產生超過自己本身擁有的力量。穿著本產品，請避免提過重物品，或作出對腰部造成負擔的錯誤姿勢。

## &lt; 安全方面注意事項 (請務必仔細閱讀) &gt;

⚠ 警告 (符合下列情況者請停止使用本產品，否則可能導致使用者或第三者死亡或受重傷)

- 請勿將本產品用於規定用途以外的用途。否則可能會導致受傷或本產品破損。
- 請勿對本產品進行改造和加工。否則可能會導致受傷或本產品破損。
- 符合以下情況的人士請勿使用本產品。否則可能會導致症狀惡化或異常發生。
  - 肩部、胸部、腰部、膝蓋等穿著部位有傷口、血液循環不良或其他疾病的人士。
  - 懷孕中。
  - 體力虛弱。
- 有以下情況時請立即停止使用本產品，並諮詢專業醫生。
  - 出現疼痛、麻痺等異常時。
  - 出現瘙癢、腫脹、濕疹等異常時。
- 使用本產品時請務必遵守以下規定。如不正確使用，不僅無法獲得充分的輔助力，還可能過度壓迫身體、或使本產品勾到周圍物品等，導致受傷或本產品破損。
  - 請參考<尺寸表>，使用正確尺寸的產品。
  - 請按照本使用說明書背面“穿著方法”的說明，正確穿戴和調節本產品。
  - 穿戴本產品時，請勿過度綁緊膝部固定帶。
  - 請勿在膝部固定帶鬆開的狀態下步行或上下樓梯。
  - 如站立時感覺緊繃，請再次按照“穿著重點”、“穿著方法”的說明，重新進行穿著和調節。
  - 如彎腰時未感覺到張力，請再次按照“穿著重點”、“穿著方法”的說明，重新進行穿戴和調節。
  - 就座時或蹲下作業等不需要張力時，請按照“輔助力解除方法”的說明鬆開背面扣環。
  - 請勿在就寢時使用本產品。
- 發現本產品發生破裂、龜裂、破損、魔鬼黏貼性不好等情況時，請停止使用本產品。
- 彈性布料喪失伸縮性時，請停止使用本產品。

⚠ 注意 (如無法避免該危險，則可能導致使用者或第三者受輕傷，或對其他財物造成損害)

- 連接扣環時請注意避開衣服。如夾到衣服可能會導致其破損。
- 請避免在淺色衣服上穿戴本產品。否則可能會使衣服被染色。
- 請注意防止魔鬼氈夾住衣服或黏在衣服上。否則可能會導致衣服破損。
- 請注意防止魔鬼氈刮傷皮膚。

## &lt; 洗滌方法 &gt;

- 請單獨洗滌本產品，以防止對其他衣服染色或損傷。
- 請黏好魔鬼氈後再手洗。
- 請在30°C以下的水中、使用中性洗滌劑手洗。
- 洗滌後請陰乾。
- 請勿使用洗衣機。否則可能會導致本產品破損。
- 請避免使用漂白劑、熨斗、烘乾機和乾洗。

## &lt; 保存方法 &gt;

- 請保存在非陽光直射、不潮濕、通風良好的地方。
- 保存時請黏好魔鬼氈。

## &lt; 丟棄方法 &gt;

- 主體布料和彈性布料為布製品，背面扣環、腋下調節帶的塑膠環、以及胸部押扣使用了樹脂材料。丟棄時請按照當地規定處理。

關於商品的聯絡處  
易豐利興業有限公司  
台灣40848台中市南屯區大業路284號  
TEL: 04-2310-0909  
[www.easymore.com.tw](http://www.easymore.com.tw)

## &lt; 材質 &gt;

- 尼龍
- 聚氨酯
- 聚酯
- 聚丙烯
- 聚甲醛

## &lt; 尺寸表 &gt;

尺寸	XS	S	M	L
身高(cm)	148~157	157~166	166~175	175~184
胸圍(cm)	72~101	72~101	76~106	80~111


## &lt; 穿著方法影片介紹 &gt;

透過這裡的QR碼可以閱讀穿著方法的影片。  
※影片只有日語版。



(<https://www.youtube.com/watch?v=fqABVNgNifs>)

## &lt; 各部分名稱和功能 &gt;



## &lt; 穿著重點 &gt; ※詳細的穿著方法請確認本說明書背面。

## 重點1

肩部標籤位於肩部頂點

## 重點2

肩部至腋下的主要衣料會自然貼著身體曲線 (不會有過大的寬鬆感或緊繃感)

## 重點3

膝部墊片固定在膝蓋骨下

## 重點4

站立時彈性布料不會緊繃

## 重點5


膝部固定帶不會緊繃

## &lt; 輔助力解除方法 &gt;

鬆開背面扣環可以解除輔助力。  
請在長時間坐著、上下樓梯等不需要輔助力的情況下使用。

## ① 鬆開背面扣環

## ② 將彈性布料拉伸至身體側面



<穿著方法>

**警告** 必須按步驟正確穿著，否則不僅無法獲得充分的輔助力，還可能出現因過度壓迫身體等情況，而導致受傷。

**1** ①鬆開胸帶的押扣  
②如圖示方向，將本產品像背包一樣穿過左右手臂(穿上後肩部商標會在左肩)

**2** 固定胸帶的押扣

**3** 鬆開背面扣環

**4** ①將膝部墊片固定在膝蓋骨下  
②調節膝部固定帶使得膝部墊片不發生移位

**5** 扣上背面扣環

**6** 將肩部標籤對準肩部頂點

**7** 調整胸帶，使得肩部至腋下的衣料自然貼著身體曲線

**8** 調節腋下調節帶使其符合身體曲線

**9** 調節背面調節帶。鬆緊度以在站立時不會感到緊繃為準

<碰到這些情況時>

肩部標籤下移至後部

胸帶上移

腋下勒得太緊

雙肩衣料間隔過大

**對策** 拉緊腋下調節帶

背面調節帶的拉力大於腋下調節帶時，有可能感到肩部到胸部附近被往後拉扯。此時，請拉緊腋下調節帶。

**對策** 調緊胸帶至適當的鬆緊度

如果胸帶鬆弛，在彎腰時雙肩衣料可能會因背部衣料的張力而外擴。此時，請調緊胸帶至適當的鬆緊度。

**警告** 如實施對策後仍未改善，則可能是背面調節帶調得過短。此時請在稍微放鬆背面調節帶後，再調節腋下調節帶和胸帶。

◆鬆緊度的基準

站立時

衣物鬆弛

彎腰時

輔助力

肩部標籤沒有從肩部頂點處移位

**警告** 如彎腰時感覺肩部、膝部等有過度的壓迫感，請放鬆背面調節帶

**警告** 第一次穿著時請調寬鬆一點，習慣後再調節為喜歡的強度

穿著完成 ※請確認《正面》穿著重點。